


seelcon Data Exporter – Quick Guide

Auslesen der gespeicherten Messungen

Sobald das bio sense M2000 via USB mit dem PC verbunden ist, wird automatisch die Auslesesoftware gestartet und die Daten werden vom Messgerät übertragen:




Exportieren der ausgelesenen Messungen

Sobald alle Messungen importiert wurden, kann eingestellt werden aus welchem Datumsbereich die Messungen in ein Excel-File exportiert werden sollen.

Diese Einstellung erfolgt in den Feldern „export Data from“ und „export Data until“.

Nach dem Auswählen des Datumsbereichs können die Messungen nun durch Klicken auf „export“ in ein Excel-File gespeichert werden.





Programmübersicht

Auslesefortschritt

Programmstatus

Zeitraum für Excel-Export

Import Abbrechen

Status Schnittstelle

Daten exportieren